



Cycler Validation System

Das CVS ist ein leistungsstarkes Werkzeug, welches dem Benutzer eine Überprüfung seiner Thermocycler ermöglicht.

Es sind unterschiedliche Arten von Temperatursensoren (Einzelblockfühler, Einzeldeckelheizungsfühler, Messplatte 96well mit Deckelheizungsfühler, Messplatte 384well mit Deckelheizungsfühler) erhältlich, wobei die Einzelfühler auch einfach versetzt oder als fester Messkopf angeboten werden. Diese Flexibilität ermöglicht dem Anwender die allgemeine Funktion des Thermocyclers zu validieren, einen Temperaturverlauf zu prüfen oder die detaillierte Analyse eines einzelnen Blockbereiches einzuleiten.

Es ist nicht mehr notwendig, ein herstellerepezifisches Gerät für diese Prozesse zu nutzen. Das CVS erfüllt internationale Standards bzw. übertrifft diese.

Zu folgenden Messköpfen können Sie sich durch Klick auf den jeweiligen Download einen detaillierten Überblick verschaffen:

- [für Primus 25](#)
- [für Primus 96](#)
- [für Primus 384](#)