



## Dokumentation und Protokollierung mit dem AVISO CellCelector

Über den gesamten Prozeß der Zellisolation werden alle Daten in der softwareeigenen Bild- und Protokolldatenbank gespeichert. Abgespeicherte Daten können für nachträgliche Einzelzell- und PCR-Analysen in separate Ordner exportiert werden.

Beispiel-Abbildung für eine Dokumentation eines Zellernte-Prozesses einer embryonalen Stammzell-Kolonie von Feeder Zellen

Zellkolonien links vor / rechts nach der Zellisolation



Beispiel-Abbildung der Pickliste  
Herkunft und Ziel der transferierten Zelle