

## Zellisolation mit dem AVISO CellCelector

Der AVISO CellCelector ist ein frei konfigurierbares System für den automatisierten Transfer von Einzelzellen und Zellkolonien, Prokaryoten, Stammzellen und Gewebe. Der patentierte Zellernte-Ablauf ermöglicht eine schonende Zellaufnahme, ohne Vorbehandlung, direkt aus der Kulturplatte. Durch diese Technologie sind höchste Überlebensrate und Zellintegrität sichergestellt.

[Unser neu entwickeltes Reinraumgehäuse FlowBox](#), ermöglicht ihnen zusätzlich dauerhaftes Arbeiten unter sterilisierbaren Bedingungen und definierbaren Umweltverhältnissen (Temperatur, CO<sub>2</sub>, Luftfeuchte).

Eine kontrollierte Zellisolation standartisiert den Ernteprozess und protokolliert Ihre Arbeitsschritte.

