

FlowBox für steriles Arbeiten

Die Flowbox für den AVISO CellCelector schafft die Rahmenbedingungen für sicheres und längeres Arbeiten mit empfindlichen Zellkulturen und Primärzellen. Durch das Erreichen einer keimfreien Umgebung im Inneren der Box werden die Zellkulturen steril gehalten. Physiologische Umweltbedingungen für die Zellkulturen werden durch Temperatur-, CO₂ und Luftfeuchteregulierung erreicht.

Gleichzeitig dient das Reinraumgehäuse als Sicherheitsumhausung für den AVISO CellCelector während des Betriebes.

