

## FlowBox für steriles Arbeiten

**Die Flowbox für den AVISO CellCelector schafft die Rahmenbedingungen für sicheres und längeres Arbeiten mit empfindlichen Zellkulturen und Primärzellen.** Durch das Erreichen einer keimfreien Umgebung im Inneren der Box werden die Zellkulturen steril gehalten. Physiologische Umweltbedingungen für die Zellkulturen werden durch Temperatur-, CO<sub>2</sub> und Luftfeuchteregulierung erreicht.

Gleichzeitig dient das Reinraumgehäuse als Sicherheitsumhausung für den AVISO CellCelector während des Betriebes.

